



Zestaw wężyków do destylatora Browin

Indeks: **120912** Producent: **BIOWIN**

Cena: **49.80 zł**

Opis

Zestaw wężyków do destylatora 353070 BIOWIN

Charakterystyka produktu: Dostępne w ofercie wężyki elastyczne i zestawy plastikowe do obciążu wykonane są z tworzyw, które posiadają atesty do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi alkohol. Wężyki silikonowe charakteryzują się dodatkowo odpornością na wysokie temperatury. Użytkowanie: Po rozpakowaniu wężyków należy je przepłukać gorącą wodą. Czynność tą wykonuje się w celu dezynfekcji oraz rozprostowania wszelkich zagięć, które powstały podczas magazynowania. Wążek elastyczny służy do podłączenia wody chłodzącej do destylatora. - wążek elastyczny rozcinamy na dwie części o długościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb - jeden z wężyków zakładamy na wlot wody chłodzącej i końcówkę baterii (kran) - drugi zakładamy na część wylotową wody chłodzącej destylatora (przeciwna strona destylatora) a jego wolny koniec umieszczamy w zlewie. Prawidłowo zamontowany wążek zapewnia przepływ wody chłodzącej w kierunku przeciwnym do przepływu destylatu. - silikonowy wążek i szklana rurka służą do połączenia chłodnicy z naczyniem zawierającą destylowaną ciecz. UWAGA: Destylowaną ciecz podgrzewamy dopiero po uprzednim napełnieniu chłodnicy wodą chłodzącą. Nieprzestrzeganie tej kolejności grozi popękaniem szklanych elementów.

- **Zastosowanie produktu** Do obciążu nastawów
- **Zalety produktu** skład zestawu: Wężyki elastyczne i zestawy plastikowe do obciążu wykonane są z tworzyw, które posiadają atesty do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi alkohol. Wężyki silikonowe charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury. Po rozpakowaniu wężyków należy je przepłukać gorącą wodą. Czynność tą wykonuje się w celu dezynfekcji oraz rozprostowania wszelkich zagięć, które powstały podczas magazynowania. Wążek elastyczny służy do podłączenia wody chłodzącej do destylatora. Wążek elastyczny rozcinamy na dwie części o długościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb - jeden z wężyków zakładamy na wlot wody chłodzącej i końcówkę balona.
- **Zawartość zestawu** Wążek elastyczny o długości 2 m i średnicy 8 mm, wążek silikonowy o średnicy 8 mm i 10 mm, rurka szklana prosta o długości 8 cm, rurka szklana "kolanko" z 2 oliwkami o długości 8 cm
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Stan	Nowy
Marka	Inna
Kod produktu	5908277707910
EAN	5908277707910